

## Identification

Échantillon	
Barcode	GEP-BC-001
# d'échantillon	
Centre	Genexpath
Projet	Genexpath Rouen
Kits	SarcomaFusion

Informations complémentaires	
Utilisateur	Laurine BECQUET
Date de traitement	03/09/2024 11:38:01
Version de l'application	v1.2.0CE
Référence interne	Rapport SarcomaFusion

## Contrôle qualité


Contrôle qualité SarcomaFusion	
Nombre de reads	200855
Nombre d'UMI	4279
Facteur d'amplification	46.9
Informativité	
91.3%	

Contrôle qualité GAPDH	
Nombre de reads	173295
Nombre d'UMI	6383
Facteur d'amplification	27.1
Informativité GAPDH	
94.9%	

## Résultats

Fusion	Nombre de reads	Nombre d'UMI	Facteur d'amplification	Références
✓ SS18E10G-SSXE6D	182433	2205	82.7	<a href="#">10 références</a>

### Fusion : SS18E10G-SSXE6D




# Données brutes

Fusion	Nombre de reads	Nombre d'UMI
SS18E10G-SSXE6D	182433	2205
FUSE6bG-KLF17E2D	116	1
SFPQE9G-NUDT11E2D	89	1
SS18E10G-NUTM2A_BE2D	2	2
SS18E10G-STAT6E19D	2	2
EWSR1E12G-POU5F1E2D	151	1
VGLL2E3G-SMAD3E5D	62	1
COL1A1E16G-GLI1E7D	54	1
COL1A1E1G-STAT6E17D	51	1
COL1A1E38G-ERGE8D	2	1
CITED2E2G-SSXE6D	1	1
SFPQE9G-SSXE4D	1	1

## Représentation graphique

Pourcentage des fusions détectées



## Représentation graphique

